



Probówko-strzykawki S-Monovette[®] K3 EDTA - z kulką mieszającą



Polipropylenowe probówko-strzykawki S-Monovette[®] K3 EDTA do hematologii. Służą do pobierania próbek techniką próżniową lub aspiracyjną. Przeznaczone do badań wykonywanych z krwi pełnej obwodowej. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią. Wewnątrz umieszczono pojedynczą kulkę oraz roztwór K₃EDTA (wersenian trójpotaśowy) w postaci rozpylonej. Kulka ułatwia prawidłowe wymieszanie pobranej próbki z antykoagulantem, dzięki czemu krew długo pozostaje płynna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5707	Probówko-strzykawki S-Monovette [®] K3 EDTA - z kulką mieszającą	z etykietą	1,2 ml	8 x 66 mm	50 szt.	06.1664.001

Opis

S-Monovette[®] K3 EDTA firmy Sarstedt to polipropylenowe probówko-strzykawki z czynnikiem zapobiegającym krzepnięciu pobieranej próbki. Wewnątrz S-Monovette[®] umieszczono pojedynczą kulkę oraz roztwór K₃EDTA (**wersenian trójpotaśowy**) w postaci rozpylonej, w ilości zgodnej z normą ISO 6710:2017. Aby wyniki analiz były prawidłowe, objętość pobranej próbki powinna wynosić przynajmniej 80% pojemności nominalnej probówki. **Kulka** ułatwia mieszanie pobranej krwi z **antykoagulantem**, dzięki czemu próbka długo pozostaje płynna. Bezpośrednio po pobraniu próbkę należy ostrożnie przemieszczać, obracając góra-dół. Zapewnia to optymalną dystrybucję antykoagulantu.

Dzięki gumowej membranie, w którą wyposażone są w probówko-strzykawki Sarstedt, system pobierania zapewnia bezpieczeństwo i pełną ochronę przed kontaktem bezpośrednim z pobieraną krwią. Zestaw z probówko-strzykawką S-Monovette[®] K3 EDTA do hematologii z dodatkiem antykoagulantu, nadaje się do pozyskiwania krwi ze wszystkich żył. Użytkownik może zdecydować się na pobieranie techniką **aspiracyjną** (strzykawką) lub **próżniową**. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią.

S-Monovette[®] K3 EDTA są sterylizowane promieniowaniem elektronowym. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (wyroby medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają również wymagania ADR i IATA. Zakrętki oraz nakrętki z membraną w kolorze czerwonym zgodnym z kodem UE na podstawie **BS 4851**. Dostępne w wersji z papierową etykietą z napisem i miejscem na opis lub tylko z napisem na przezroczystym korpusie strzykawki.