

Ściereczki wielokrotnego użytku Kimtech Prep



Bardzo mocne, wytrzymałe ściereczki o uniwersalnym zastosowaniu. Wykonane z polipropylenu. Nie pozostawiają śladów. Nadają się do zmywania na mokro i usuwania tłuszczów i olejów z wykorzystaniem środków czyszczących i rozpuszczalników.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-0026	Ściereczki wielokrotnego użytku, Kimtech Prep	35 szt.

Opis

Bardzo mocne, wytrzymałe ściereczki o uniwersalnym zastosowaniu. Wykonane z polipropylenu. Nie pozostawiają śladów. Nadają się do zmywania na mokro i usuwania tłuszczów i olejów z wykorzystaniem środków czyszczących i rozpuszczalników.

Kolor niebieski

Autoklawowalne

Ilość: 35 szt. w opakowaniu

Wymiary ściereczki: 490 x 380 mm

Gramatura: 85 g/m²