

Adaptory membranowe do igieł S-Monovette[®] i Multifly[®]



Sterylny adaptory membranowe do igieł S-Monovette[®] i Multifly[®] z przyłączem Multi-Adapter. Umożliwiają dopasowanie ze zwykłą strzykawką z przyłączem Luer (również probówko-strzykawkami Monovette[®] do gazometrii). Pakowane pojedynczo, dostępne w opakowaniach po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Szt./Op.	Nr producenta
	J-6115	Adaptory membranowe	igieł S-Monovette [®] i Multifly [®]	100 szt.	14-1112

Opis

Adaptory membranowe do [igieł S-Monovette[®]](#) i [Multifly[®] z przyłączem Multi-Adapter](#). Umożliwiają bezpieczne i skuteczne dopasowanie igieł do różnych systemów męskich Luer (jak np. [probówko-strzykawki Monovette[®] do gazometrii](#), zwykła strzykawka).

Gotowe do natychmiastowego użycia, co oszczędza czas personelu medycznego i zapewnia wygodę w procesie próbkowania. Wykonane z wysokiej jakości polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zapewniającego wytrzymałość i niezawodność. Posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (wyrób medyczny do diagnostyki *in vitro*).

Adaptory membranowe do [igieł S-Monovette[®]](#) i [igieł Multifly[®]](#) są wolne od pirogenów i endotoksyn. Dostarczane w sterylnym opakowaniu, oferowane w kompletach zawierających 100 sztuk.