



Fiolki Wheaton ze szkła przezroczystego lub brązowego, z gwintem

WHEATON[®]

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem. Brązowe szkło chroni próbki wrażliwe na światło i utrzymuje czystość zawartości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	9-0153	Fiolki Wheaton	bez zakrętek	bezbardne	8 ml	17 x 60 mm	15-425	200 szt.
	9-0154	Fiolki Wheaton	bez zakrętek	bezbardne	12 ml	19 x 65 mm	15-425	200 szt.
	9-0155	Fiolki Wheaton	bez zakrętek	bezbardne	16 ml	21 x 70 mm	18-400	200 szt.
	9-0161	Fiolki Wheaton	bez zakrętek	orańżowe	8 ml	17 x 60 mm	15-425	200 szt.

Opis

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem. Brązowe szkło chroni próbki wrażliwe na światło i utrzymuje czystość zawartości. Dostarczane bez zakrętek gwintowych. Odpowiednie typy zakrętek oraz septy należy zamawiać osobno. Zakrętki gwintowe: Nr-Art. 9-0370 i kolejne.