



Jednorazowe pojemniki na próbki (PP)



Przeznaczone do wielu zastosowań w laboratoriach i medycynie. Niesterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	2-1551	Pojemniki bez pokrywek, niesterylne	120 ml	100 szt.
	2-1552	Pojemniki bez pokrywek, niesterylne	225 ml	100 szt.
	2-1550	Pokrywki, niesterylne	-	100 szt.

Opis

Przeznaczone do wielu zastosowań w laboratoriach i medycynie. Niesterylne.

Materiał: PP, autoklawowalny do 121°C.

Pokrywki wykonane z PE (nie nadają się do autoklawowania) należy zamawiać oddzielnie.