


Końcówki SafeSeal Tips Professional 10 µl, sterylne, Low Binding



Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pakowane
	A-770020	Końcówki SafeSeal Tips Professional 10 µl, sterylne, Low Binding	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

Opis

Końcówki wyposażone w filtr z czystego polietylenu o śr. porów 20 µm, produkowane w warunkach sterylnych, w sposób w pełni zautomatyzowany. Pasują do pipet:

Brand (10 µl),
Eppendorf (10 µl),
Finn (10 µl),

Socorex (10 µl).

Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.