



## Kolby Erlenmeyera z wąską szyją

Kolby Erlenmeyera z wąską szyją, z podziałką, bez szlif. Wykonane ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. szyjki	Śr. kolby	Wysokość
	S-1259	Kolba Erlenmeyera z wąską szyją	50 ml	22 mm	51 mm	85 mm
	S-1260	Kolba Erlenmeyera z wąską szyją	100 ml	22 mm	64 mm	105 mm
	S-1261	Kolba Erlenmeyera z wąską szyją	150 ml	28 mm	71 mm	120 mm
	S-1262	Kolba Erlenmeyera z wąską szyją	250 ml	34 mm	85 mm	140 mm
	S-1263	Kolba Erlenmeyera z wąską szyją	300 ml	34 mm	89 mm	153 mm
	S-1264	Kolba Erlenmeyera z wąską szyją	500 ml	34 mm	105 mm	175 mm
	S-1265	Kolba Erlenmeyera z wąską szyją	1000 ml	42 mm	131 mm	220 mm
	S-1266	Kolba Erlenmeyera z wąską szyją	2000 ml	50 mm	166 mm	280 mm
	S-1267	Kolba Erlenmeyera z wąską szyją	5000 ml	50 mm	220 mm	365 mm

### Opis

Kolby Erlenmeyera z wąską szyją, z podziałką, bez szlif. Wykonane ze szkła borokrzemowego.