



Kuwety z melaminy oraz pokrywki z PS

Kuwety laboratoryjne wykonane z melaminy. Odporne na działanie temperatury w zakresie od -40 do +110 °C. Z oznaczeniem CE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer.	Wysokość
	B-0456	Kuweta z melaminy	190 x 150 mm	40 mm
	B-0457	Kuweta z melaminy	290 x 160 mm	35 mm
	B-0458	Kuweta z melaminy	290 x 160 mm	60 mm
	B-0459	Kuweta z melaminy	350 x 250 mm	40 mm
	B-0460	Kuweta z melaminy	340 x 245 mm	100 mm
	B-0461	Pokrywka z PS	190 x 150 mm	-
	B-0462	Pokrywka z PS	290 x 160 mm	-
	B-0463	Pokrywka z PS	340 x 245 mm	-

Opis

Kuwety laboratoryjne wykonane z melaminy. Odporne na działanie temperatury w zakresie od -40 do +110 °C. Z oznaczeniem CE.

Pokrywki prosimy zamawiać osobno.

Pokrywki wykonane z PS. Przeznaczone do przykrywania kuwet z melaminy.

Pokrywki nr art. B-0461 przeznaczone są do kuwet nr art. B-0456.

Pokrywki nr art. B-0462 przeznaczone są do kuwet nr art. B-0457 i B-0458.

Pokrywki nr art. B-0463 posiadają uchwyt z wgłębieniem, dzięki czemu można je ustawiać jedno na drugich. Przeznaczone są do kuwet nr art. B-0460.