




**Mieszadło magnetyczne Mini MR standard
 IKAMAG[®]**



Mieszadło przeznaczone do mieszania substancji o objętości do 1 l. Zakres prędkości obrotowej od 0 do 2.500 min⁻¹. Biała płyta robocza umożliwia obserwację reakcji barwnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. dł. mieszadełka mag.	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ciężar
	K-1038	Mieszadło magnetyczne Mini MR standard IKAMAG [®]	0-2500 obr./min	30 mm	114 x 37 x 127 mm	0,25 kg

Opis

Mieszadło przeznaczone do mieszania substancji o objętości do 1 l. Zakres prędkości obrotowej od 0 do 2.500 min⁻¹. Biała płyta robocza umożliwia obserwację reakcji barwnych.

Dane techniczne:

Liczba stanowisk: 1.

Maksymalna mieszana objętość płynu (H₂O): 1 l.

Moc silnika: wejściowa / wyjściowa: 3 / 2 W.

Wskazanie prędkości obrotowej: brak.

Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza: poliester.

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: 5-40°C.

Dopuszczalna wilgotność względna: 80%.

Napięcie: 100-240 V.

Częstotliwość: 50/60 Hz.

Klasa ochrony wg DIN EN 60529: IP 42.