





Mikrowkłady stożkowe

Mikrowkłady stożkowe, pasujące do fiolek o nr art. 7-0739 do 7-0740 i 7-0745 do 7-0746.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Do	Pojemność	Wys. x śr.	Szt./Op.
	7-0741	Mikrowkłady stożkowe	końcówka 13 mm	do Nr-art. 7-0739-40	0,1 ml	34 x 5 mm	100 szt.
	7-0747	Mikrowkłady stożkowe	końcówka 13 mm	do Nr-art. 7-0745-46	0,3 ml	43,45 x 6 mm	100 szt.

Opis

Mikrowkłady stożkowe, pasujące do fiolek o nr art. 7-0739 do 7-0740 i 7-0745 do 7-0746.