



Okrągłe filtry bibułowe - typ 115A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2203	Okrągłe filtry bibułowe, typ 115A o śr. 55 mm	100 szt.
	B-2204	Okrągłe filtry bibułowe, typ 115A o śr. 70 mm	100 szt.
	B-2205	Okrągłe filtry bibułowe, typ 115A o śr. 90 mm	100 szt.
	B-2206	Okrągłe filtry bibułowe, typ 115A o śr. 110 mm	100 szt.
	B-2207	Okrągłe filtry bibułowe, typ 115A o śr. 125 mm	100 szt.
	B-2208	Okrągłe filtry bibułowe, typ 115A o śr. 150 mm	100 szt.
	B-2209	Okrągłe filtry bibułowe, typ 115A o śr. 185 mm	100 szt.
	B-2210	Okrągłe filtry bibułowe, typ 115A o śr. 240 mm	100 szt.

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu:** poniżej 0,06%. **Typ:** 115A. **Grubość:** 0,14 mm. **Czas filtracji:** 180 s. **Gramatura:** 80 g/m². **Retencja:** 2-3 μm.