



## Oryginalne końcówki do pipet Thermo Scientific, Finntip - Refill Kit

thermo**scientific**

Kończówki do pipet firmy Thermo Scientific, idealnie uszczelniające się na trzonie pipety, zapewniające maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Gładka, hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia końcówki umożliwia właściwy wypływ cieczy podczas pipetowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9483	Kończówki Finntip 10 Refill Starter Kit	0,2-10 µl	32 mm	9400326	4 pudełka x 192 szt. + 10 wkładów x 192 szt. = 2688 szt.
	K-9484	Kończówki Finntip 10 Refill Kit	0,2-10 µl	32 mm	9400327	20 x 192 szt. = 3840 szt.
	K-9485	Kończówki Finntip 300 Refill Pack	5-300 µl	52 mm	9401255	10 x 192 szt. = 1920 szt.
	K-9486	Kończówki Finntip 250 Universal Refill Starter Kit	0,5-250 µl	52 mm	9400266	4 pudełka x 96 szt. + 10 wkładów x 96 szt. = 1344 szt.
	K-9487	Kończówki Finntip 250 Universal Refill Kit	0,5-250 µl	52 mm	9400267	20 x 96 szt. = 1920 szt.

### Opis

Kończówki do pipet firmy Thermo Scientific, idealnie uszczelniające się na trzonie pipety, zapewniające maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Gładka, hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia końcówki umożliwia właściwy wypływ cieczy podczas pipetowania.

Dostępne w dwóch rodzajach opakowań:

**Refill Starter Kit** – zestaw wymiennych tacek z końcówkami wraz z pudełkiem, w którym można bezpośrednio umieszczać poszczególne tacki,

**Refill Kit/Refill Pack** – zestaw wymiennych tacek z końcówkami – nie zawiera pudełka.