



Płyty podświetlane prolite basic

KAISER[®]
 FOTOTECHNIK

Przeznaczone do porównywania barw w laboratorium lub do oświetlenia zdjęć rentgenowskich. Jasne, nieoślepiające światło. Reflektor z lekkiego metalu, ze specjalną powłoką lakierową dla równomiernego rozdzielania światła. Urządzenie może być ustawiane w pozycji leżącej lub pionowo. Obudowa wykonana w całości z metalu z elementem do zamocowania na ścianie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. x dł.
	2-7015	Płyta podświetlana prolite basic	30 x 21 cm
	2-7016	Płyta podświetlana prolite basic	50 x 30 cm
	2-7017	Płyta podświetlana prolite basic	50 x 60 cm

Opis

Przeznaczone do porównywania barw w laboratorium lub do oświetlenia zdjęć rentgenowskich. Jasne, nieoślepiające światło. Reflektor z lekkiego metalu, ze specjalną powłoką lakierową dla równomiernego rozdzielania światła. Urządzenie może być ustawiane w pozycji leżącej lub pionowo. Obudowa wykonana w całości z metalu z elementem do zamocowania na ścianie.

Temperatura barwy: 5000 K.

Zasilanie: 230 V.

W dostawie kabel zasilający i przełącznik.