




Probówki typu Eppendorf - poj. 1,5 ml - sterylne

Probówki z polipropylenu. Z dnem stożkowym i płaskim korkiem. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-2280	Probówki typu Eppendorf, 1,5 ml, z podziałką, sterylne	1000 szt.

Opis

Sterylnie probówki wykonane z polipropylenu. Z dnem stożkowym i płaskim korkiem. Autoklawowalne.

Pojemność: 1,5 ml.

Możliwość wirowania: do 15000 rpm.