




Refraktometr ręczny do szybkiego oznaczania białek w surowicy krwi i ciężaru właściwego moczu

Wysoko precyzyjny refraktometr stosowany w badaniach chemicznych i klinicznych do szybkiego oznaczania białek w surowicy krwi i ciężaru właściwego moczu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Skala	Dokładność
	7-0112	Refraktometr	0-12 g/dl; 1,000-1,040 sg	0,2 g/dl; 0,002 sg

Opis

Wysoko precyzyjny refraktometr stosowany w badaniach chemicznych i klinicznych do szybkiego oznaczania białek w surowicy krwi i ciężaru właściwego moczu.