



Statyw na płytki do elektroforezy



Statyw na 10 płytek do elektroforezy. Wykonany ze stali powleczonej żywicą epoksydową. Przeznaczony do przechowywania i szybkiego suszenia płytek do elektroforezy. Nakładka jest pokryta gumowym mankietem zapobiegającym odpryskom na brzegu płytki. W dolnej części statywu znajdują się gumowe amortyzatory antypoślizgowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	7-9730	Statyw na płytki do elektroforezy

Opis

Statyw na 10 płytek do elektroforezy. Wykonany ze stali powleczonej żywicą epoksydową. Przeznaczony do przechowywania i szybkiego suszenia płytek do elektroforezy. Nakładka jest pokryta gumowym mankietem zapobiegającym odpryskom na brzegu płytki. W dolnej części statywu znajdują się gumowe amortyzatory antypoślizgowe.

Wymiary: 20 x 16 x wys. 18 cm

Przeznaczony na płytki o wielkości od 16,5 cm.