



Statywy na szalki Petriego - z uchwytem

LabRacks

Statywy na szalki Petriego - z polipropylenu (PP), wyposażone w uchwyty. Wykorzystywane do wygodnego przenoszenia większych ilości płytek Petriego. Wykonane z dobrej jakości tworzywa, mogą być autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc
	B-0276	Statyw na szalki Petriego	bezbarwny	3 x 10
	B-0277	Statyw na szalki Petriego	czerwony	3 x 10
	B-0278	Statyw na szalki Petriego	niebieski	3 x 10

Opis

Wykonane z polipropylenu (PP). Przeznaczone na szalki Petriego o śr. od 90 do 94 mm. Zaokrąglone krawędzie. Mocna podstawa. Solidne wykonanie. Wyposażone w klipsy, na których można umieścić karty informacyjne do identyfikacji produktu. Możliwość autoklawowania.