



Zakrętki Duran[®] Yutility z PP - z membraną z ePTFE



Zakrętki Duran Yutility wykonane z PP z membraną z ePTFE. Idealne do procesów autoklawowania, ponieważ membrana umożliwia bezpieczne wyrównanie ciśnienia podczas sterylizacji parowej, a czas nagrzewania ulega skróceniu. Kompatybilne z butelkami Yutility[®] oraz wszystkimi innymi z gwintem GL45.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	G-0472	Zakrętki Duran [®] Yutility z PP z membraną ePTFE	cyjanowe	53 x 25 mm	GL45	4 szt.

Opis

Zakrętki Duran Yutility[®] wykonane z PP w kolorze cyjanowym z membraną z ePTFE. Zgodne z normą USP 121 °C klasa VI. Wyposażone w gwint GL45. Można je stosować z butelkami Duran, ale również z gwintowanymi [kolbami do hodowli z przegrodami](#).

Membrana ePTFE i jej siatka polipropylenowa są ze sobą zgrzewane ultradźwiękowo tworząc trwałe uszczelnienie. Membrana o średnicy porów zaledwie 0,2 µm w połączeniu z większymi otworami wentylacyjnymi zapewnia dobre parametry wymiany gazowej. Umożliwia wyrównanie ciśnienia podczas sterylizacji parowej, a czas nagrzewania ulega skróceniu. Mikroporowata struktura membrany zapewnia dwukierunkową wymianę gazów sterylnych, jednocześnie blokując przenikanie cieczy lub ciał stałych. Zakrętki autoklawowalne w temperaturze do 140°C.

Produkt kompatybilny z [butelkami Duran Yutility[®]](#) oraz wszystkimi innymi z gwintem GL45.