



Zlewki laboratoryjne ze szkła Duran - gruba ścianka - niskie - Schott



Zlewki DURAN[®] z podziałką (z wyjątkiem nr art. D-1431, D-1432 i D-1433) i wylewem. Zwiększona odporność mechaniczna dzięki grubej ściance.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wys. x Szer.	Pojemność
	D-1425	Zlewka z podziałką i wylewem, gruba ścianka - DURAN [®]	94 x 70 mm	250 ml
	D-1426	Zlewka z podziałką i wylewem, gruba ścianka - DURAN [®]	124 x 89 mm	500 ml
	D-1427	Zlewka z podziałką i wylewem, gruba ścianka - DURAN [®]	160 x 105 mm	1000 ml
	D-1428	Zlewka z podziałką i wylewem, gruba ścianka - DURAN [®]	195 x 135 mm	2000 ml
	D-1429	Zlewka z podziałką i wylewem, gruba ścianka - DURAN [®]	205 x 157 mm	3000 ml
	D-1430	Zlewka z podziałką i wylewem, gruba ścianka - DURAN [®]	256 x 182 mm	5000 ml
	D-1431	Zlewka z wylewem, gruba ścianka - DURAN [®]	340 x 225 mm	10000 ml
	D-1432	Zlewka z wylewem, gruba ścianka - DURAN [®]	390 x 260 mm	15000 ml
	D-1433	Zlewka z wylewem, gruba ścianka - DURAN [®]	430 x 285 mm	20000 ml

Opis

Zlewki DURAN[®] z podziałką (z wyjątkiem nr art. D-1431, D-1432 i D-1433) i wylewem. Zwiększona odporność mechaniczna dzięki grubej ściance.