



## Adaptory do szlifów - ekspansywne



Adaptory do szlifów - ekspansywne. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 zgodnie z normą DIN 12257.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.
	S-1614	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 19/26	NS 14/23
	S-1615	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 24/29	NS 14/23
	S-1616	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 24/29	NS 19/26
	S-1617	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 29/32	NS 14/23
	S-1618	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 29/32	NS 19/26
	S-1619	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 29/32	NS 24/29
	S-1620	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 34/35	NS 19/26
	S-1621	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 34/35	NS 24/29
	S-1622	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 34/35	NS 29/32
	S-1623	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 45/40	NS 24/29
	S-1624	Adapter do szlifów ekspansywne	NS 45/40	NS 29/32

### Opis

Adaptory do szlifów - ekspansywne. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 zgodnie z normą DIN 12257.