



**Automatyczne biurety Schillinga - przezroczyste - kl. AS - z paskiem Schellbacha**



Automatyczne biurety Schillinga wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Kran wykonany z PTFE, dzięki czemu nie wymaga stosowania smaru. Butelka i podstawka wykonane z PE.

Znane są jako biurety szybkiego napełniania. Tolerancja odpowiada normom DIN/ISO 385 i klasyfikowana jest jako klasa "AS". Kalibrowane na "wylew".

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa dokł.	Kolor	Pojemność	Podziałka	Poj. butelki
	S-1596	Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha	kl. AS	przezroczysta	10 ml	0,05 ml	500 ml
	S-1597	Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha	kl. AS	przezroczysta	25 ml	0,10 ml	1000 ml
	S-1598	Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha	kl. AS	przezroczysta	50 ml	0,10 ml	1000 ml

**Opis**

Automatyczne biurety Schillinga wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Kran wykonany z PTFE, dzięki czemu nie wymaga stosowania smaru. Butelka i podstawka wykonane z PE.

Znane są jako biurety szybkiego napełniania. Tolerancja odpowiada normom DIN/ISO 385 i klasyfikowana jest jako klasa "AS". Kalibrowane na "wylew".

Przezroczyste biurety posiadają niebieską skalę i pasek Schellbacha dla łatwego odczytu linii menisku.