



Elementy do montażu mieszadła według systemu KPG

Połączenie mechanizmu mieszającego z elastycznym sprzęgłem mieszadła (DBGM) dla kolb o poj. od 100 do 4000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rys.
	E-5000	Kompletny system elementów do montażu mieszadła według systemu KPG	-
	E-5001	Szklana rura - krótka - z gwintem GL 25/NS 29	1
	E-5002	Szklana rura - długa - z gwintem GL 25/NS 29	2-3
	E-5003	Elastyczne sprzęgło mieszadła, adapter z gwintem, wałek mieszający	4
	E-5004	Elastyczny łącznik sprzęgłowy do systemu KPG	5
	E-5005	Szklany wałek mieszający - krótki - o śr. 10 mm - gwint szklany	6
	E-5006	Szklany wałek mieszający - długi - o śr. 10 mm - gwint szklany	7
	E-5007	Łopatką z PTFE w kształcie półksiężyca	8-10
	E-5008	Prowadnica z PTFE	11

Opis

Połączenie mechanizmu mieszającego z elastycznym sprzęgłem mieszadła (DBGM) dla kolb o poj. od 100 do 4000 ml.