



Głaszczki ze stali szlachetnej i ze szkła

Wykonane ze stali szlachetnej (4301) lub ze szkła. Przeznaczone do wygładzania substancji na płytkach lub do lepszego rozprowadzania medium. Autoklawowalne. Wielokrotnego użytku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kształt	Średnica	Dł. x szer.	Rys.
	3-1734	Głaszczka ze stali szlachetnej	trójkątna z płaską rączką	2 mm	165 x 30 mm	1
	3-1732	Głaszczka ze stali szlachetnej	trójkątna	4 mm	185 x 40 mm	2
	3-1722	Głaszczka ze stali szlachetnej	trójkątna	2 mm	165 x 30 mm	3
	3-1724	Głaszczka ze stali szlachetnej	L-kształtna	4 mm	195 x 40 mm	4
	3-1729	Głaszczka ze stali szlachetnej	L-kształtna	4 mm	165 x 40 mm	5
	3-1721	Głaszczka szklana	trójkątna	4 mm	200 x 45 mm	6

Opis

Wykonane ze stali szlachetnej (4301) lub ze szkła. Przeznaczone do wygładzania substancji na płytkach lub do lepszego rozprowadzania medium. Autoklawowalne. Wielokrotnego użytku.