










Końcówki Optifit - Refill Pack



Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie opakowań pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Sterylne (pojemności 10-1000 µl i 50-1200 µl również w wersji niesterylnej).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Sterylność	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-3749	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Pack	sterylne	0,1-10 µl	31,5 mm	790013	20x96 szt.
	K-3753	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Pack	sterylne	0,5-200 µl	51 mm	790203	15x96 szt.
	K-3755	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Pack	sterylne	5-350 µl	54 mm	790353	15x96 szt.
	K-3756	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Pack	niesterylne	10-1000 µl	71,5 mm	791002	10x96 szt.
	K-3757	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Pack	sterylne	10-1000 µl	71,5 mm	791003	10x96 szt.
	K-3758	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Pack	niesterylne	50-1200 µl	71,5 mm	791202	10x96 szt.
	K-3759	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Pack	sterylne	50-1200 µl	71,5 mm	790203	10x96 szt.
	K-3760	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Pack	niesterylne	50-1200 µl	90 mm	791212	10x96 szt.
	K-3761	Końcówki Sartorius Biohit Optifit Refill Pack	sterylne	50-1200 µl	90 mm	791213	10x96 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie opakowań pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Sterylne (pojemności 10-1000 µl i 50-1200 µl również w wersji niesterylnej).

Końcówki w wymiennych tackach, z których każda jest zapakowana oddzielnie, do bezpośredniego przekładania do pudełek na końcówki (do zakupienia osobno) lub do opróżnionych pudełek Single Tray. Pozwalają zminimalizować ryzyko kontaminacji.

[Tabela kompatybilności końcówek Sartorius Biohit z pipetami innych producentów – \[tutaj\].](#)