



Końcówki do dozownika Minilab 201



Końcówki strzykawkowe do dozownika Minilab 201 (nr art. B-4552). Wykonane z czystego polipropylenu. Pasują do dozowników ripette®, Multipette® 4780, Minilab 100/101, Distriman® Easy Step, Handy Step® oraz Handy Step® Electronic.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Sterylność	Szt./Op.
	B-4553	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	0,05 ml	niesterylne	100 szt.
	B-4554	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	0,50 ml	niesterylne	100 szt.
	B-4555	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	1,25 ml	niesterylne	100 szt.
	B-4556	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	2,50 ml	niesterylne	100 szt.
	B-4557	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	5,00 ml	niesterylne	100 szt.
	B-4558	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	12,50 ml	niesterylne	100 szt.
	B-4559	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	25,00 ml	niesterylne	25 szt.
	B-4560	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	50,00 ml	niesterylne	25 szt.
	B-4564	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	0,50 ml	sterylne	100 szt.
	B-4565	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	1,25 ml	sterylne	100 szt.
	B-4566	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	2,50 ml	sterylne	100 szt.
	B-4567	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	5,00 ml	sterylne	100 szt.
	B-4568	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	12,50 ml	sterylne	100 szt.
	B-4569	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	25,00 ml	sterylne	25 szt.
	B-4570	Strzykawkki do dozownika Minilab 201	50,00 ml	sterylne	25 szt.
	B-4563	Adapter do strzykawk 25 ml - czerwony	-	-	1 szt.



B-4561

Adapter do strzykawk 50 ml - szary

-

-

1 szt.

Opis

Końcówki strzykawkowe do dozownika Minilab 201 (nr art. B-4552). Wykonane z czystego polipropylenu. Pasują do dozowników ripette®, Multipette® 4780, Minilab 100/101, Distriman® Easy Step, Handy Step® oraz Handy Step® Electronic.