




Kompaktowa waga laboratoryjna - 500 g

Kompaktowa waga laboratoryjna z niebieskim podświetleniem. Zakresie pomiarowy do 500 g i dokładność 0,01 g. Posiada szalkę o wymiarach 100 x 100 mm i dwie tacki wagowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Wym. platformy
	L-1479	Kompaktowa waga laboratoryjna	500 g		100 x 100 mm

Opis

Kompaktowa waga laboratoryjna o zakresie pomiarowym do 500 g i dokładności 0,01 g. Posiada szalkę o wymiarach 100 x 100 mm i dwie tacki wagowe (mniejszą i większą). Wyświetlacz z niebieskim podświetleniem zapewnia możliwość odczytu nawet przy słabym oświetleniu. Wyłączenie następuje automatycznie po 180 sekundach bezczynności.