






## Krioprobówki z gwintem wewnętrznym - samostojące - sterylne - poj. 1,2 ml - 5 ml

Sterylizowane radiacyjnie krioprobówki z gwintem wewnętrznym, wykonane z polipropylenu. Wolne od DNaz, RNaz, pirogenów i kadmu. Niecytotoksyczne. Odporne na temperatury w zakresie -196 °C do +121 °C. Do przechowywania w fazie gazowej ciekłego azotu. Z podziałką i polem opisowym. Bez uszczelki. Samostojące - podstawa w kształcie gwiazdy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Sterylność	Szt./Op.
	L-5011	Krioprobówki z gwintem wewnętrznym	samostojące	1,2 ml	sterylne	500 szt.
	L-5012	Krioprobówki z gwintem wewnętrznym	samostojące	2,0 ml	sterylne	500 szt.
	L-5013	Krioprobówki z gwintem wewnętrznym	samostojące	5,0 ml	sterylne	250 szt.

### Opis

Sterylizowane radiacyjnie krioprobówki z gwintem wewnętrznym, wykonane z polipropylenu. Wolne od DNaz, RNaz, pirogenów i kadmu. Niecytotoksyczne. Odporne na temperatury w zakresie -196 °C do +121 °C. Do przechowywania w fazie gazowej ciekłego azotu. Z podziałką i polem opisowym. Bez uszczelki. Samostojące - podstawa w kształcie gwiazdy.

Nadają się do użytkowania ze statywem z blokadą w podstawie - [nr art. L-5003 i nast.](#)