



Lampa halogenowa

Lampa wysokiej jakości. Doskonale nadaje się do użytku w obszarze medycznym. Wydajność świetlna ok. 32.000 lux przy odległości 0,5 m. Wyposażona w giętkie ramię z odciążającym mechanizmem sprężynowym dla przedłużonej trwałości. Główna lampy z możliwością obsługi jedną ręką. Wysięg 100 mm. Dwustopniowa regulacja jasności (66/100 %).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-1712	Lampa halogenowa
	3-1716	Dodatkowy element wyposażenia: statyw z 5 rolkami
	3-1714	Zacisk stołowy, szerokość rozwarcia 0-70 mm

Opis

Lampa wysokiej jakości. Doskonale nadaje się do użytku w obszarze medycznym. Wydajność świetlna ok. 32.000 lux przy odległości 0,5 m. Wyposażona w giętkie ramię z odciążającym mechanizmem sprężynowym dla przedłużonej trwałości. Główna lampy z możliwością obsługi jedną ręką. Wysięg 100 mm. Dwustopniowa regulacja jasności (66/100 %). Ze zintegrowanym transformatorem bezpieczeństwa. W dostawie kabel przyłączeniowy o dł. 3 m z wtyczką Euro. Specjalna obudowa z podwójnymi ściankami. Innowacyjna technika chłodzenia z reflektorami światła zimnego.

Żarówka: halogen 12 V / 35 W / 10° Spot.

Pobór mocy: ok. 400 W.

Zasilanie: 230 V/50 Hz AC.

Ciężar: ok. 1,3 kg.

Akcesoria (należy zamawiać osobno):

Statyw z 5 rolkami przewodzącymi prąd, każda o \varnothing 50 mm, 2 z możliwością blokowania, wys. 1090 mm, średnica 650 mm.

Zacisk stołowy, czarny, szerokość rozwarcia 0-70 mm, ze zdejmowanym zabezpieczeniem.

Dodatkowe żarówki halogenowe o Nr-Art. 3-1730 należy zamawiać osobno.