



Młynek analityczny - Severin

SEVERIN

Urządzenie przeznaczone do rozdrabniania materiału kruchego, takiego jak: tabletki, pastylki itd. Młynek wyposażony jest w utwardzony specjalny młotek kruszący oraz przycisk bezpieczeństwa. Posiada przezroczystą pokrywę. Przystosowany do mielenia próbek o masie ok. 40 g. W dostawie kabel przyłączeniowy z wtyczką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Moc
	1-7081	Młynek analityczny	140 W

Opis

Urządzenie przeznaczone do rozdrabniania materiału kruchego, takiego jak: tabletki, pastylki itd. Młynek wyposażony jest w utwardzony specjalny młotek kruszący oraz przycisk bezpieczeństwa. Posiada przezroczystą pokrywę. Przystosowany do mielenia próbek o masie ok. 40 g. W dostawie kabel przyłączeniowy z wtyczką.

Zasilanie: 230 V.

Moc: 140 W.