




**Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 7 IKAMAG<sup>®</sup>**

Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 10 l (H<sub>2</sub>O). Powierzchnia zabezpieczona przed wyciekającymi cieczami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. dł. mieszadefka mag.	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ciężar
	K-1032	Mieszadło magnetyczne C-MAG MS 7 IKAMAG <sup>®</sup>	100-1500 obr./min	80 mm	220 x 105 x 330 mm	5 kg

**Opis**

Mieszadło magnetyczne bez grzania. Z ceramiczną płytą o znakomitej odporności chemicznej. Mocny silnik przeznaczony do mieszania substancji o objętości do 10 l (H<sub>2</sub>O). Powierzchnia zabezpieczona przed wyciekającymi cieczami.

**Dane techniczne:**

**Liczba stanowisk:** 1.

**Maksymalna mieszana objętość płynu (H<sub>2</sub>O):** 10 l.

**Moc silnika: wejściowa / wyjściowa:** 15 / 1,5 W.

**Wskazanie prędkości obrotowej:** skala.

**Ustawianie prędkości obrotowej:** skala 0-6.

**Materiał, z którego wykonana jest płyta robocza:** ceramika.

**Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia:** 5-40°C.

**Dopuszczalna wilgotność względna:** 80%.

**Napięcie:** 230 V.

**Częstotliwość:** 50/60 Hz.

**Klasa ochrony wg DIN EN 60529:** IP 21.