



Naklejki Tough-Tags[®] na rolce - prostokątne



Naklejki wykonane z chemicznie obojętnego poliestru. Przeznaczone do opisywania ręcznego. Prostokątne. Etykiety Tough-Tags[®] pasują do probówek o poj. 1,5/2 ml. Bardzo trwałe. Nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach. Nie ulegają wyschnięciu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do naczyń	Kolor	Długość	Szerokość
	B-3604	Naklejki na rolce - prostokątne	0,5 ml	biały	23 mm	13 mm
	B-3605	Naklejki na rolce - prostokątne	0,5 ml	niebieski	23 mm	13 mm
	B-3606	Naklejki na rolce - prostokątne	0,5 ml	żółty	23 mm	13 mm
	B-3607	Naklejki na rolce - prostokątne	0,5 ml	zielony	23 mm	13 mm
	B-3608	Naklejki na rolce - prostokątne	0,5 ml	czerwony	23 mm	13 mm
	B-3609	Naklejki na rolce - prostokątne	0,5 ml	przeźroczysty	23 mm	13 mm
	B-3580	Naklejki na rolce - prostokątne	1,5/2,0 ml	biały	32 mm	13 mm
	B-3610	Naklejki na rolce - prostokątne	1,5/2,0 ml	niebieski	32 mm	13 mm
	B-3611	Naklejki na rolce - prostokątne	1,5/2,0 ml	żółty	32 mm	13 mm
	B-3612	Naklejki na rolce - prostokątne	1,5/2,0 ml	zielony	32 mm	13 mm
	B-3613	Naklejki na rolce - prostokątne	1,5/2,0 ml	czerwony	32 mm	12 mm
	B-3614	Naklejki na rolce - prostokątne	1,5/2,0 ml	przeźroczysty	32 mm	12 mm

Opis

Naklejki Tough-Tags[®] są wykonane z chemicznie obojętnego poliestru. Przeznaczone do opisywania ręcznego. Prostokątne.

Pasują do probówek o poj. 1,5/2 ml. Bardzo trwałe. Nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach. Nie ulegają wyschnięciu. Znakomicie przylegają do ścianek probówki. Mogą być opisywane prawie wszystkimi pisakami. Odporne na temperatury od -40 do +121°C. Kolor biały. Dostarczane na rolce w pudełku (1000 naklejek).