



## Nakrętki gwintowe, bursztynowe

Nakrętki gwintowe do probówek o poj. 0,5 ml / 1,5 ml / 2,0 ml. Z pierścieniem uszczelniającym. Wolne od DNaz i RNaz. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	A-710039	Nakrętki gwintowe bez haczyka łączącego	bursztynowe	worek	500 szt.
	A-710049	Nakrętki gwintowe z haczykiem łączącym	bursztynowe	worek	500 szt.

### Opis

Nakrętki gwintowe do probówek o poj. 0,5 ml / 1,5 ml / 2,0 ml. Z pierścieniem uszczelniającym. Wolne od DNaz i RNaz. Autoklawowalne.

**Opakowanie:** w worku (500 sztuk).