



Palnik spirytusowy ze stali szlachetnej

Palnik wykonany ze stali szlachetnej. Z oddzielnym otworem do napełniania oraz nasadką zamykającą i knotem 6 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0115	Palnik spirytusowy ze stali szlachetnej

Opis

Palnik wykonany ze stali szlachetnej. Z oddzielnym otworem do napełniania oraz nasadką zamykającą i knotem 6 mm.

Objętość zbiornika na spirytus: ok. 100 ml.

Wymiary: Ø 85 mm, wys. 45 mm.