



## Pipety wielomiarowe, kl. AS z certyfikatem zgodności - wzorc. na Ex - o poj. 0,5 ml - 25 ml - Brand



Szkló AR®. Wzorcowane na Ex. Wypływ całkowity. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą Blaubrand®. Według DIN 12 697. Pojemność od 5 ml, z dużą końcówką dla zatyczek z waty.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Długość	Szt./Op.
	4-4092	Pipety wielomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	0,5 ml	0,01 ml	ok. 360 mm	12 szt.
	4-4093	Pipety wielomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	1 ml	0,01 ml	ok. 360 mm	12 szt.
	4-4094	Pipety wielomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	2 ml	0,02 ml	ok. 360 mm	12 szt.
	4-4095	Pipety wielomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	5 ml	0,05 ml	ok. 360 mm	12 szt.
	4-4096	Pipety wielomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	5 ml	0,1 ml	ok. 360 mm	12 szt.
	4-4097	Pipety wielomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	10 ml	0,1 ml	ok. 360 mm	12 szt.
	4-4098	Pipety wielomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	20 ml	0,1 ml	ok. 360 mm	6 szt.
	4-4099	Pipety wielomiarowe, klasa AS z certyfikatem zgodności	25 ml	0,1 ml	ok. 450 mm	6 szt.

### Opis

Szkló AR®. Wzorcowane na Ex. Wypływ całkowity. Z numerem serii i certyfikatem. Skala nanoszona niebieską farbą Blaubrand®. Według DIN 12 697. Pojemność od 5 ml, z dużą końcówką dla zatyczek z waty.