

Pojemniki na odpady Multi-Safe twin



Wykonane z polipropylenu pojemniki, służące do usuwania ostrych przedmiotów, np. igieł, drobnej stłuczki szklanej, skalpeli itp. Po naciśnięciu przycisku pokrywka podnosi się automatycznie. Po ostatecznym zamknięciu pokrywy otwór jest na stałe zabezpieczony (zamknięty na stałe), a obręcz podtrzymująca unosi się do góry, służąc jako uchwyt. Otwarte pojemniki można autoklawować w standardowych warunkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wys.	Średnica	Szt./Op.
	B-2760	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin 700	0,7 l	135 mm	77 mm	1 szt.
	B-2761	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin 1800	1,8 l	162 mm	112 mm	1 szt.
	B-2762	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin 2100	2,1 l	186 mm	112 mm	1 szt.
	B-2763	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin 3000	3,0 l	259 mm	112 mm	1 szt.

Opis

Wykonane z polipropylenu pojemniki, służące do usuwania ostrych przedmiotów, np. igieł, drobnej stłuczki szklanej, skalpeli itp. Po naciśnięciu przycisku pokrywka podnosi się automatycznie. Po ostatecznym zamknięciu pokrywy otwór jest na stałe zabezpieczony (zamknięty na stałe), a obręcz podtrzymująca unosi się do góry, służąc jako uchwyt. Otwarte pojemniki można autoklawować w standardowych warunkach.