



Przyrząd do pipetowania macro - Brand



Pipetor do pipet o pojemności od 0,1 do 200 ml. Łatwa obsługa za pomocą elementów funkcyjnych obsługiwanych jedną ręką. Hydrofobowy filtr membranowy chroni przed przenikaniem cieczy do urządzenia. Możliwość autoklawowania w temp. 121°C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Nr producenta |
|-----------|---------|--|-----------|---------------|
| | K-1227 | Przyrząd do pipetowania macro | szary | 26200 |
| | K-1228 | Przyrząd do pipetowania macro | niebieski | 26202 |
| | K-1229 | Przyrząd do pipetowania macro | różowy | 26203 |
| | K-1230 | Przyrząd do pipetowania macro | zielony | 26201 |
| | 1-2601 | Zapasyowy filtr membranowy, 3 µm | - | 26052 |
| | 1-2602 | Zapasyowa gruszka z pierścieniem śrubowym (PP) | - | 26225 |

Opis

Pipetor do pipet o pojemności od 0,1 do 200 ml. Łatwa obsługa za pomocą elementów funkcyjnych obsługiwanych jedną ręką. Hydrofobowy filtr membranowy chroni przed przenikaniem cieczy do urządzenia. Możliwość autoklawowania w temp. 121°C.