



Rękawiczki tekstylne z perlonu

Rękawiczki przeznaczone do założenia pod rękawice ochronne, np. gumowe lub z tworzywa sztucznego. Nadają się także do użytku jako rękawiczki do ważenia. Pozostają suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Rękawiczki z perlonu (poliamidowe włókno syntetyczne) nie strzępią się.

Pakowane parami w foliowych woreczkach.

Zgodne z normą EN 420, kategoria I.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Szt./Op.
	1-7200	Rękawiczki tekstylne z perlonu	7	
	1-7201	Rękawiczki tekstylne z perlonu	8	
	1-7202	Rękawiczki tekstylne z perlonu	9	
	1-7203	Rękawiczki tekstylne z perlonu	10	
	1-7204	Rękawiczki tekstylne z perlonu	11	
	1-7190	Rękawiczki tekstylne z perlonu	12	

Opis

Rękawiczki przeznaczone do założenia pod rękawice ochronne, np. gumowe lub z tworzywa sztucznego. Nadają się także do użytku jako rękawiczki do ważenia. Pozostają suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Rękawiczki z perlonu (poliamidowe włókno syntetyczne) nie strzępią się.

Pakowane parami w foliowych woreczkach.

Zgodne z normą EN 420, kategoria I.