


Statyw na próbki wirówkowe - mały



Statyw z PP przeznaczony na:
 - 10 próbek wirówkowych o poj. 50 ml,
 - 18 próbek wirówkowych o poj. 15 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta
	B-6700	Statyw na próbki wirówkowe - mały	żółty	99017
	B-6697	Statyw na próbki wirówkowe - mały	różowy	88010
	B-6698	Statyw na próbki wirówkowe - mały	niebieski	88011
	B-6699	Statyw na próbki wirówkowe - mały	czarny	88012

Opis

Statyw Wykonany z PP. Autoklawowalny. Przeznaczony na:

- 10 próbek wirówkowych o poj. 50 ml,
- 18 próbek wirówkowych o poj. 15 ml.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 209 x 98 x 62 mm.