



Statywy na krioprobówki z wewnętrzną blokadą

Statywy na krioprobówki, wykonane z PP. Wyposażone w wewnętrzną blokadę w podstawie, umożliwiającą otwieranie i zamykanie fiolek umieszczonych w statywie za pomocą jednej ręki. Z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami. Posiada 50 otworów oznakowanych alfanumerycznie, o średnicy 12,5 mm. Można ustawiać piętrowo, jeden na drugim. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-733051	Statywy na krioprobówki z wewnętrzną blokadą	czerwony	3 szt.
	A-733052	Statywy na krioprobówki z wewnętrzną blokadą	niebieski	3 szt.
	A-733055	Statywy na krioprobówki z wewnętrzną blokadą	liliowy	3 szt.
	A-733059	Statywy na krioprobówki z wewnętrzną blokadą	po 1 sztuce: czerwony, niebieski, liliowy	3 szt.

Opis

Statywy na krioprobówki, wykonane z PP. Wyposażone w wewnętrzną blokadę w podstawie, umożliwiającą otwieranie i zamykanie fiolek umieszczonych w statywie za pomocą jednej ręki. Z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami. Posiada 50 otworów oznakowanych alfanumerycznie, o średnicy 12,5 mm. Można ustawiać piętrowo, jeden na drugim. Autoklawowalne.

Wymiary: 200 x 100 x 25 mm.