



Statyw z PP na areometry



Statyw przeznaczony do przechowywania areometrów, 18-stanowiskowe. Otwory na górnym i środkowym poziomie mają średnicę 25 mm. Dolny poziom posiada wgłębienia w kształcie stożka o śr. od 25,4 do 9 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-2280	Statyw 18-stanowiskowy na długie areometry o wys. 178 mm
	6-2281	Statyw 18-stanowiskowy na krótkie areometry o wys. 143 mm

Opis

Statyw przeznaczony do przechowywania areometrów, 18-stanowiskowe. Otwory na górnym i środkowym poziomie mają średnicę 25 mm. Dolny poziom posiada wgłębienia w kształcie stożka o śr. od 25,4 do 9 mm.

Wysokość całkowita statywów: 251 mm z uchwytami

Możliwość autoklawowania w temp. do 121°C.