



## Wielopoziomowy system do przechowywania pudełek

Wielopoziomowy system wykorzystywany w lodówkach, zamrażarkach lub na stołach laboratoryjnych. Przeznaczony do przechowywania standardowych pudełek o wys. 50 - 53 mm lub statywów Makrolon® 81-miejscowych na próbki, fiolki krio, buteleczki o poj. 1,5 ml oraz inne próbki o maks. śr. zew. do 12 mm. System składa się z pojedynczych platform ustawionych piętro po piętro oraz uchwytu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-2975	Pojedyncza platforma Makrolon® do systemu do przechowywania pudełek
	2-2976	Statyw Makrolon® do systemu do przechowywania pudełek
	2-2977	Uchwyt Makrolon® do systemu do przechowywania pudełek

### Opis

Wielopoziomowy system wykorzystywany w lodówkach, zamrażarkach lub na stołach laboratoryjnych. Przeznaczony do przechowywania standardowych pudełek o wys. 50 - 53 mm lub statywów Makrolon® 81-miejscowych na próbki, fiolki krio, buteleczki o poj. 1,5 ml oraz inne próbki o maks. śr. zew. do 12 mm. System składa się z pojedynczych platform ustawionych piętro po piętro oraz uchwytu. Każda platforma posiada z przodu półokrągłe wycięcie umożliwiające łatwe i wygodne wyjmowanie pudełek. System może składać się maks. z 10 poziomów. Całkowita wysokość z uchwytem wynosi wówczas 82 cm. Uchwyt należy zamawiać osobno (Nr-Art. 2-2977).

System przeznaczony jest do:

- statywów Makrolon®, Nr-Art. 2-2976
- kriopudełek kartonowych, Nr-Art.: 2-2700 i 2-2900
- pudełek neoBox-81, Nr-Art. 2-2910 i kolejne oraz do pudełek neoBox-100, Nr-Art. 2-1967 i 2-1935 i kolejne.

**Wymiary podstawy:** 142 x 142 mm (szer. x gł.).

**Materiał:** Makrolon®, autoklawowalny.

**Odporność temperaturowa:** od -196°C do +121°C.