




Zestaw narzędzi preparacyjnych, mały

Zestaw narzędzi preparacyjnych zawierający następujące elementy:

- nożyczki mikroskopowe proste, 110 mm,
- pinceta z cienką końcówką, 110 mm,
- szpatułka ułatwiająca pobieranie tkanek (wym.: 45 x 8 mm),
- skalpel z metalu, 35 mm,
- igła preparacyjna, kształt szpiczasty,
- igła preparacyjna, kształt lancetowaty.

Dostarczany w drewnianym pudełku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-3565	Zestaw narzędzi preparacyjnych, mały	1 zestaw

Opis

Zestaw narzędzi preparacyjnych zawierający następujące elementy:

- nożyczki mikroskopowe proste, 110 mm,
- pinceta z cienką końcówką, 110 mm,
- szpatułka ułatwiająca pobieranie tkanek (wym.: 45 x 8 mm),
- skalpel z metalu, 35 mm,
- igła preparacyjna, kształt szpiczasty,
- igła preparacyjna, kształt lancetowaty.

Dostarczany w drewnianym pudełku o wymiarach: 195 x 85 x 32 mm (d. x szer. x wys.).