



Adaptory do wirówki IKA G-L



Adaptory przeznaczone do rotora na 12 probówek 1,5/2,0 ml dostarczanego z wirówką IKA G-L. Umożliwiają wirowanie probówek o pojemności 0,2 ml, 0,4 ml lub 0,5 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4992	Adaptory do probówek PCR	0030001346
	K-4993	Adaptory do probówek o poj. 0,5 ml - 6 szt.	0030001347
	K-4994	Adaptory do probówek o poj. 0,4 ml - 6 szt.	0030001334

Opis

Adaptory są przeznaczone do rotora na 12 probówek o pojemności 1,5/2,0 ml, który jest dostarczany wraz z wirówką [IKA G-L](#). Pozwalają dostosować rotor do pracy z probówkami o mniejszych pojemnościach.

Dostępne są następujące warianty:

- K-4992 – adaptory do probówek PCR 0,2 ml,
- K-4993 – adaptory do probówek 0,5 ml, 6 szt.,
- K-4994 – adaptory do probówek 0,4 ml, 6 szt.

Zastosowanie odpowiedniego adaptera umożliwia wykorzystanie standardowego rotora wirówki IKA G-L do wirowania probówek o pojemności 0,2 ml, 0,4 ml lub 0,5 ml.

W naszej ofercie dostępny jest również [rotor do wirówki IKA G-L na 16 probówek PCR 0,2 ml lub 2 paski PCR](#).