



## Akcesoria do wytrząsarek IKA Vortex



Akcesoria kompatybilne z wytrząsarkami IKA Vortex 2 oraz IKA Vortex Genius 3. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów wytrząsarki posiadają bardzo rozległy zakres zastosowań.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1732	Zapasowa standardowa nasadka VG 3.1	0003341200
	K-1733	Nasadka do obsługi jedną ręką VG 3.2	0003342300
	K-1734	Uniwersalna nasadka (do mocowania różnych wkładów do probówek i płytek) VG 3.3	0003342400
	K-1780	Uchwyt do kolb stożkowych/okrągłodennych o poj. od 100 do 250 ml VG 3.36	0003342100
	K-1781	Wkład na 54 probówki typu Eppendorf VG 3.31	0003344300
	K-1782	Wkład na 18 probówek o śr. 10 mm VG 3.32	0003343900
	K-1783	Wkład na 12 probówek o śr. 12 mm VG 3.33	0003344000
	K-1784	Wkład na 8 probówek o śr. 16 mm VG 3.34	0003344100
	K-1785	Wkład na 8 probówek o śr. 20 mm VG 3.35	0003344200
	K-1786	Wkład na 1 płytkę mikrotitracyjną VG 3.37	0003344400
	K-1795	Mata gumowa VG 3.21	0020008398
	K-1796	Wkład na 120 probówek PCR o śr. 5 mm VG 3.30	0025005779

### Opis

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów: trzem adapterom i aż siedmiu wkładkom, wytrząsarki [IKA Vortex 2](#) oraz [IKA Vortex Genius 3](#) posiadają bardzo rozległy zakres zastosowań. Adaptery można stosować w pełnym bądź ograniczonym zakresie.

**VG 3.1** - Nasadka standardowa do probówek i małych naczyń o średnicy do 30 mm (do pracy ciągłej i impulsowej, w pełnym

zakresie prędkości)

**VG 3.2** – Nasadka o średnicy 88 mm, okrągła, z wkładką gumową (do pracy ciągłej i impulsowej, w pełnym zakresie prędkości)

**VG 3.3** – Nasadka 150 mm, z wkładką gumową (do pracy ciągłej, w ograniczonym zakresie prędkości).

Adaptory VG 3.2 i VG 3.3 nakładane na głowicę urządzenia (po ściągnięciu V3.1) przykręca się dodatkowo śrubą (M4x8) zgodną z normami DIN 965 / ISO 7046.

UWAGA:

Mata gumowa **VG 3.21** do zastosowania wyłącznie w komplecie z nasadką **VG 3.2**.

Uchwyty i wkłady **od VG 3.30 do VG 3.37** mogą być stosowane wyłącznie w komplecie z nasadką **VG 3.3**. Montuje się je i wymienia w bardzo prosty sposób – na wypustkach umieszczonych wewnątrz nasadki. Uchwyt VG 3.36 dzięki specjalnemu mocowaniu pozwala na ustawienie kolb stożkowych i okrągłych (o poj. 100-250 ml) w dowolnej pozycji.