



Akcesoria do czyszczenia do homogenizatorów z serii T 25 Ultra-Turrax[®]



Akcesoria przeznaczone do czyszczenia końcówek homogenizujących IKA z serii T 25 easy clean.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	K-4561	Narzędzie czyszczące TS 25-3	1 szt. statywu, 3 szt. probówek	0020003013
	K-4562	Probówki z nakrętkami CT.15	15 szt.	0020006595
	K-4565	Uchwyt na końcówki homogenizujące	1 szt.	0025007380

Opis

Akcesoria opracowane dla łatwiejszego czyszczenia końcówek homogenizujących IKA z serii T 25.

Narzędzia czyszczącego **TS 25-3** (K-4561) można używać w połączeniu z homogenizatorami [T 25 digital](#), [T 25 easy clean digital](#), [T 25 easy clean control](#). Można w nim czyścić końcówki z serii S 25 o **śr. 18 mm** lub **25 mm**. Służy do czyszczenia końcówek lub do dyspergowania próbek o niewielkiej objętości. Narzędzie czyszczące **TS 25-3** składa się ze statywu wykonanego z aluminium oraz 3 probówek z nakrętkami, które wykonane są z polipropylenu. Podczas mycia narzędzi dyspersyjnych zalecane jest wstępne oczyszczenie końcówki w jednej z probówek. Druga służy do mycia właściwego przy użyciu detergentu, a trzecia do końcowego czyszczenia. Zapasowe probówki z nakrętkami **CT.15** (K-4562) są dostępne w opakowaniu zawierającym 15 sztuk.

Uchwyt **HS 25 EC - DW** (K-4565) przeznaczony jest wyłącznie na końcówki homogenizujące **S 25 easy clean**. Umożliwia mycie narzędzia dyspersyjnego w zmywarce.