



Końcówki epT.I.P.S.[®] w statywach epT.I.P.S.[®] Rack - PCR Clean

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne końcówki Eppendorf epT.I.P.S.[®] w statywach z przykrywką to rozwiązanie przeznaczone do precyzyjnej pracy w warunkach wymagających czystości PCR. Zapewniają znakomite dopasowanie do pipet Eppendorf, a w połączeniu z nimi spełniają wymagania normy EN ISO 8655. Końcówki można sterylizować w temperaturze 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5749	Końcówki epT.I.P.S. [®] Racks	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	PCR Clean	0030 071.662	5x24 szt.

Opis

Końcówki epT.I.P.S.[®] w statywach z przykrywką epT.I.P.S.[®] Rack w stopniu czystości PCR Clean zostały opracowane z myślą o zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu czystości i precyzji pracy. **Są wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz inhibitorów PCR**, dlatego szczególnie dobrze sprawdzają się podczas izolacji kwasów nukleinowych oraz analizy wrażliwych próbek w procedurach biologii molekularnej. Końcówki są **autoklawowalne w temperaturze 121°C**. System Rack to sterylne uporządkowane końcówki do pipet umieszczone w stojakach z zamykanym wiekiem, zapewniające wygodne, bezpieczne i precyzyjne pipetowanie w pracy laboratoryjnej.

Dopasowanie do pipet Eppendorf

Projekt końcówek epT.I.P.S.[®] opiera się na połączeniu wysokiej jakości wykonania z komfortem codziennej pracy. Odpowiednio zaprojektowany kształt stożka zapewnia **optymalne przyleganie** do pipety Eppendorf, co przekłada się na wygodne użytkowanie, pewne osadzenie końcówki i wysoką ergonomię pipetowania.

Wygodne pobieranie cieczy z wąskich naczyń

Długie i wąskie końcówki **umożliwiają łatwe pobieranie cieczy nawet z wysokich i wąskich naczyń laboratoryjnych** bez dotykania ich krawędzi. Takie rozwiązanie zwiększa wygodę pracy i ułatwia manipulację próbką w trudno dostępnych pojemnikach.

Szybka identyfikacja i lepsza kontrola objętości

Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone **kodem barwnym**, co pozwala szybko i intuicyjnie dobrać końcówki kompatybilne z pipetą o odpowiednim zakresie pojemności. Dodatkowo precyzyjne podziałki umieszczone na końcówkach epT.I.P.S.[®] umożliwiają lepszą kontrolę objętości pobieranej próbki, co wspiera dokładność pracy laboratoryjnej.

Dostępne są również końcówki epT.I.P.S w statywach o innych stopniach czystości: [Eppendorf Quality](#) oraz [Biopur](#). Kończówki Eppendorf o stopniu czystości PCR Clean dostępne są również w formie praktycznych stelaży – [Reloads](#).