



Biureta akrylowa - automatyczna - samozerująca

NALGENE[®]

Biureta akrylowa, automatyczna, samozerująca wykonana z przezroczystego akrylu. Trwała, odporna, idealna do zastosowań ogólnych w szkołach i laboratoriach. Biureta Nalgene[®] jest indywidualnie kalibrowana i gwarantuje dokładność zgodną ze standardami ASTM E287 klasy B. Może być stosowana z większością kwasów i zasad powszechnie stosowanych jako titrany. Nadaje się do pracy z rozcieńczonymi kwasami i zasadami z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i wodorotlenku amonu. Nie nadaje się do pracy z alkoholami lub innymi rozpuszczalnikami organicznymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	N-7102	Biureta akrylowa	10 ml	1 szt.
	N-7103	Biureta akrylowa	25 ml	1 szt.
	N-7104	Biureta akrylowa	50 ml	1 szt.

Opis

Biurety automatyczne, samozerujące wykonane z przezroczystego akrylu. Odporne na uszkodzenia i bardzo trwałe. Świetne do zastosowań ogólnych w szkołach i laboratoriach. Indywidualnie kalibrowane, co gwarantuje wysoką dokładność miareczkowania zgodną z wymaganiami ASTM E287 klasy B. Mogą być stosowane z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi i zasadami, z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i wodorotlenku amonu. Maksymalne stężenia titrantów to 5% wagowych w przypadku roztworów kwaśnych oraz 30% dla roztworów alkalicznych. Odczyn roztworów do miareczkowania powinien zawierać się w zakresie pH od 1 do 14. Biureta akrylowa Nalgene[®] nie może być stosowana z alkoholami lub innymi rozpuszczalnikami organicznymi.

Aby uzyskać wysoką dokładność odczytu należy zawsze wyczyścić biuretę. Do czyszczenia używa się łagodnego roztworu mydła lub detergentu. Nie należy używać ściernych środków czyszczących, szczotek drucianych lub kwaśnych roztworów czyszczących. Nie nadają się do autoklawu. Zakres dostawy obejmuje biuretę akrylową, butelkę z LDPE, wężyk z PVC oraz pokrywkę biurety.