

## Homogenizator ze stali szlachetnej



Homogenizator ze stali szlachetnej. Przeznaczony do homogenizacji komórek, tkanek lub próbek żywności. Idealnie dopasowany do probówek Eppendorf Safe-Lock. Pasuje również do innych stożkowych probówek reakcyjnych. Wykonany w jednej części. Polerowany. Łatwy do utrzymania w czystości. Nadaje się do zastosowań PCR. Trzonek i stożek z przewężeniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dla probówek	Dł. całk.	Długość części chwytnej	Trzonek	Stożek
	6-1061	Homogenizator ze stali szlach.	0,5 ml	94 mm	60 mm	dł. 26,3 mm 6,0 do 3,0 mm	dł. 10,0 mm 6,0 do 2,9 mm
	6-1062	Homogenizator ze stali szlach.	1,5 ml	124 mm	69 mm	dł. 40,0 mm 7,9 do 3,5 mm	dł. 17,0 mm 7,9 do 3,5 mm
	6-1063	Homogenizator ze stali szlach.	2,0 ml	120 mm	67 mm	dł. 40,0 mm 8,0 do 3,5 mm	dł. 11,2 mm 8,6 do 1,7 mm

### Opis

Homogenizator ze stali szlachetnej. Przeznaczony do homogenizacji komórek, tkanek lub próbek żywności. Idealnie dopasowany do probówek Eppendorf Safe-Lock. Pasuje również do innych stożkowych probówek reakcyjnych. Wykonany w jednej części. Polerowany. Łatwy do utrzymania w czystości. Nadaje się do zastosowań PCR. Trzonek i stożek z przewężeniem.

**Zakres temperatur:** od -196°C do +200°C.