

Końcówki MicroTips Premium, kapilarne, 0,5-10 µl



Końcówki do nanoszenia próbek na żel do elektroforezy o szerokości studzienki 0,4 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane
	A-729005	Końcówki MicroTips Premium	końcówki kapilarne, 0.5-10 µl	niesterylne	w statywie (5 statywów po 204 szt.)
	A-729006	Końcówki MicroTips Premium	końcówki kapilarne, 0.5-10 µl	niesterylne	w statywie (1 statyw zawierający 204 szt.)
	A-729008	Końcówki MicroTips Premium	końcówki kapilarne, 0.5-10 µl	sterylne	w statywie (5 statywów po 204 szt.)
	A-729009	Końcówki MicroTips Premium	końcówki kapilarne, 0.5-10 µl	sterylne	w statywie (1 statyw zawierający 204 szt.)

Opis

Końcówki do nanoszenia próbek na żel do elektroforezy o szerokości studzienki 0,4 mm. Pasują do pipet:

Brand (Transferpette 10 µl),

Eppendorf (10 µl (szare)),

Finn (Digital Micro 2 i 10 µl, Focus Micro 10 µl),

Nichiryo (10 µl),

Socorex (2 i 10 µl (zielone)).

Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Średnica wewnętrzna: 0,13 mm, średnica zewnętrzna: 0,25 mm.