



Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus



Pojemniki (żółte) na odpady Multi-Safe są wykonane z polipropylenu. Pojemności od 500 ml do 5000 ml. Dostępne w wersji z etykietą zagrożenia biologicznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość	Nr producenta
	J-2611	Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 500	0,5 l	89 mm	162 mm	77.3884.005
	J-2613	Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 2000	2,0 l	176 x 179 mm	161 mm	77.3884.020
	J-2615	Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 3000	3,0 l	176 x 179 mm	233 mm	77.3884.030
	J-2621	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin plus 500 - z logo biohazard	0,5 l	89 mm	162 mm	77.3884.105
	J-2623	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin plus 2000 - z logo biohazard	2,0 l	176 x 179 mm	161 mm	77.3884.120
	J-2626	Pojemnik na odpady Multi-Safe twin plus 5000 - z logo biohazard	5,0 l	176 x 179 mm	379 mm	77.3884.150

Opis

Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus zostały wykonane z żółtego polipropylenu (PP) z czerwoną pokrywką o innowacyjnej konstrukcji. Zapewniają optymalną obsługę i bezpieczeństwo podczas pracy. Przeznaczone do **utylicacji stałych odpadów niebezpiecznych, przede wszystkim spiczastych i ostrych przedmiotów**. Pokrywa jest połączona z podstawą za pomocą zatrzasków. W górnej części pudełka znajduje się podwójny uchwyt, który można odchylić do góry poprzez delikatne pociągnięcie. Pojemnik można wówczas bezpiecznie przenieść do innego miejsca lub przekazać do utylizacji.

Wgłębienie w kształcie litery U w pokrywie służy do usuwania ostrych przedmiotów łączonych systemem Luer-Lock. Otwór na odpady można modyfikować, wyłamując różne moduły do usuwania utylizowanych materiałów. Istotne korzyści wprowadza **zintegrowany stempel dla wkręcanych igieł** do wstrzykiwaczy insulinowych. Po naciśnięciu pokrywy stempel bezpiecznie dopycha wykręconą igłę pena insulinowego do środka.

Informacje na etykietach produktu są umieszczone w 9 językach (również po polsku). **Wytłaczana, trwała etykieta** pozwala łatwo porównać zawartość pudełka ze znacznikiem maksymalnego poziomu napełnienia. Wszystkie dostępne modele **są również w wersji z symbolem zagrożenia biologicznego (Biohazard)**. Oferowane pojemniki spełniają wymagania TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa można dokupić **uchwyty ścienne**, dające możliwość mocowania pojemnika i zapobiegające jego przewróceniu: [uchwyt ścienny](#) oraz [uchwyt z adapterem](#). Można również nabyć sam [adapter](#), dzięki któremu pojemnik stoi stabilnie w ściśle określonym miejscu. W celu zamontowania uchwytów można zakupić [zawieszke](#) lub specjalne [mocowania](#). Pojemniki na odpady Multi-Safe twin plus 500 są przeznaczone do użytku z [nosidłem Safety Tray](#) wraz z [wkładką w wersji I lub III](#), a Multi-Safe twin plus 2000 z [wkładką w wersji V](#). Akcesoria należy dokupić osobno.